



# Hotgen COVID-19 Speichel-Antigentest

zum Nachweis von SARS-CoV-2

Der Hotgen COVID-19 Speichel-Antigentest ist ein immunochromatographischer Schnelltest zum **Nachweis des Coronavirus-Antigens in Speichelproben**. Durch die schonende Probengewinnung eignet sich der Schnelltest **besonders gut zur Testdurchführung bei älteren Patienten, Kindern und Menschen mit Behinderung**.



BFARM GELISTET (AT 095/21) – ZULASSUNG FÜR LAIEN



SENSITIVITÄT VON 96,00%



SPEZIFITÄT VON 99,78%



GENAUIGKEIT VON 97,76%



SPEICHELPROBEN AUS DEM HINTEREN RACHENRAUM



SCHNELLES TESTERGEBNIS NACH NUR 15 MINUTEN



EINFACHE HANDHABUNG UND EINZELN VERPACKT



Im Lieferumfang des Schnelltests befinden sich spezielle **Speichelkollektoren**, durch die sich die Probengewinnung nicht nur **einfacher**, sondern auch **hygienischer** gestaltet. Die Extraktionsröhrchen sind bereits fertig mit Pufferlösung bestückt, so dass die Vorbereitung zeitsparend und die Testdurchführung besonders einfach ist.

[www.bieglosan.de](http://www.bieglosan.de)  
[info@bieglosan.de](mailto:info@bieglosan.de)  
+49 40 40113000



BIEGLO GmbH  
Bahnenfelder Straße 242  
22765 Hamburg, Germany

## PRODUKTDDETAILS

PRODUKT	Hotgen COVID-19 Speichel-Antigentest
Test ID	AT095/21
VERPACKUNG	5 Tests je Packung
PROBEN	Speichelprobe
INHALT	Novel Coronavirus-Antigen-Testkassette Probenahmerohr mit Extraktionslösung Speichelsammler Müllbeutel für kontaminierten Abfall

## HERSTELLER




Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.  
9. Gebäude, Tianfu Straße Nr. 9,  
Biomedizinische Basis,  
Bezirk Daxing, Beijing, 102600, V.R. China.

Zugelassen und gelistet beim



Bundesinstitut  
für Arzneimittel  
und Medizinprodukte



Erhältlich auf  
[www.bieglosan.shop](http://www.bieglosan.shop)

[www.bieglosan.de](http://www.bieglosan.de)  
[info@bieglosan.de](mailto:info@bieglosan.de)  
+49 40 401130000



**BIEGLO GmbH**  
Bahrenfelder Straße 242  
22765 Hamburg, Germany